

PASTILLE LAVE VAISSELLE



LES + PRODUITS :

Actions : Fait briller et désincruste.

Parfum : Sans



PROPRIÉTÉS :

Les pastilles lave vaisselle sont particulièrement recommandées pour le lavage de la vaisselle en machine industrielle, dans les machines mono-bain (action brillance et désincrustante).

Pastilles individuelle de 20 grammes, sans chlore, à l'oxygène actif.



MODE D'EMPLOI :

Enlever le flow-pack.

En machine professionnelle mono-bain :

- 2 pastilles pour 10 à 60L d'eau puis 1 pastille tous les 10 paniers.
- 4 pastilles pour 60 à 80L d'eau puis 2 pastilles tous les 10 paniers.
- 6 pastilles pour 80 à 100L d'eau puis 4 pastilles tous les 10 paniers.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : Pastille blanche rectangulaire d'environ 20 grammes en flow-pack

pH : 10,8 +/- 0,5

Parfum : Sans

Stockage : Stocker à l'abri de la chaleur, de la lumière et du gel.

Contient parmi d'autres composants (règlement (CE) N°1272/2008) :

Moins de 5% : agent de surface non ionique phosphonates, phosphates.

Entre 5 et 15% : agents de blanchiment à base d'oxygène



CONDITIONNEMENT / PALETTES :

Seau de **5Kg**. Réf. 002013301 - 48 Seau/palette

Seau de **10Kg**. Réf. 002013302 - 22 Seau/palette



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

PRODUIT STRICTEMENT PROFESSIONNEL. Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0133) : + 33 (0)3 83 22 50 50, N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.fr. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide. Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires (Arrêté du 08/09/1999 et ses amendements). Rincage obligatoire.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

